

Объявление №1

КГП на ПХВ "Городская поликлиника №7" Управления общественного здравоохранения города Алматы объявляет о проведении закупки лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на 2025 год по правилам утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»

город Алматы, бульвар Бухар Жырау 14

«06» января 2025 года

Наименование Заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №7" УОЗ города Алматы

Адрес Заказчика (организатора): город Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, дом №14.

№ лота	Наименование лекарственных средств и медицинских изделий	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Дилюент DS (20л/кан). арт.:105-012283-00 Mindray	Разбавитель DS используется для измерения параметров RBC, PLT, WBC, RET и NRBC. канистра 20 литров.	штука	59	48 840	2881560,00
2	Лизирующий раствор 1л M-6LD, арт: 105-012288-00	Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Объем бутыл 1000 мл.	флакон	44	48 400	2129600,00
3	Краситель M-6FD 12мл, арт: 105-012298-00	Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Объем бутыл 12 мл.	флакон	60	35 200	2112000,00
4	Лизирующий раствор 1л M-6LN , арт: 105-012292-00	Лизирующий раствор M-6LN разработан для измерения параметров гемоглобина. Предназначен для лизиса эритроцитов, высвобождения гемоглобина в эритроцитах и преобразования его в метгемоглобин, что позволяет измерять связанные с гемоглобином параметры колориметрическим методом. Объем флакона 1000 мл.	флакон	16	51 150	818400,00
5	Лизирующий раствор 1л M-6LN 1л, арт: 105-012290-00	Этот продукт используется вместе с красителем M-6FN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC).	флакон	43	48 400	2081200,00
6	Краситель M-6FN 12мл, арт: 105-012294-00	Краситель M-6FN используется вместе с лизирующим раствором M-6LN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC).	флакон	60	11 330	679800,00
7	Чистящий раствор 50мл/флакон, арт: 105-002225-00	Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	штука	37	6 633	245421,00
8	Гематологические контрольные материалы BC-6D 6*4.5мл (L,N,H) 105-002424-00	Контрольная кровь для гематологии (высокий, нормальный, низкий). Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов.	набор	6	269 170	1615020,00

9	Набор для определения Фибриногена плазмы. Hemostat Fibrinogen	Набор для определения Фибриногена плазмы. Hemostat Fibrinogen	набор	4	93845	375380,00
10	Набор реактивов для определения активированного частичного тромбопластинного времени. Hemostat aPTT-EL	Набор реактивов для определения активированного частичного тромбопластинного времени. Hemostat aPTT-EL	набор	4	41830	167320,00
11	Control Plasma N 6 x 1 мл	Control Plasma N 6 x 1 мл	набор	2	43560	87120,00
12	Control Plasma P 6x 1 мл	Control Plasma P 6x 1 мл	набор	2	82250	164500,00
13	протромбинового времени Hemostat Thromboplastin-SI	Набор реактивов для определения протромбинового времени Hemostat Thromboplastin-SI	набор	4	47000	188000,00
14	Набор для определения тромбинового времени. Trombin Time	Набор для определения тромбинового времени. Trombin Time	набор	10	140300	1403000,00
15	Пакет включая миксеры (5*5шт) Cuvettes Bag incl. Mixers (5*500 hcs)(СИВ)	Пакет включая миксеры (5*5шт) Cuvettes Bag incl. Mixers (5*500 hcs)(СИВ)	упаковка	5	200000	1000000,00
16	Кюветы одноразовые, Cuvettes Dispo Prefilled with Mixers	Набор содержит 5x100шт одноразовых кювет. Температура хранения +2 - +50С. Подходит для доукомплектации полуавтоматических коагулометров закрытого типа производителя Human GmbH. Кат №15660/11	упаковка	10	174 500,00	1745000,00
17	Антибактериальный безфосфорный детергент 500мл. (Antibacterial non-phosphorus detergent 500ml.)	Антибактериальный промывочный раствор без фосфора для биохимического анализатора CS-T240. Фасовка 500мл	набор	8	61300	490400,00
18	CS-щелочное моющее средство (CS-alkaline detergent) 2000мл	Промывочный щелочной раствор для биохимического анализатора CS-T240. Фасовка 2000мл.	набор	10	61300	613000,00
19	Железо (FERUM) - Fe 4*50 мл кол-во тестов 633	Реагент применяется для лабораторного количественного обнаружения содержания железа в сыворотке крови на биохимическом анализаторе CS-T240. В кислотных условиях, сыворотное железо Fe разлагается на составные части; ионы Fe ion реагируют на химический реагент и хромогенный реагент, формируя смесь голубого цвета; при 600 нм, измеряется изменение абсорбции; оно прямо пропорционально концентрации железа Fe. Компоненты: Реагент1 - Этиловая кислотная смесь 200ммоль/л; Сульфокварбамид 42 ммоль/л. Реагент 2 - Хлоргидрат гидроксиламина 200 ммоль/л; Ferric 2 ммоль/л. Время реакции 300 сек. Фасовка R1 4x50 мл. R2 2x20 мл. Количество тестов в упаковке не менее 633. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дату производства реагента, дату окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	3	49800	149400,00

20	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 1 Clinical chemical quality control serum (Level 1) 5мл*4	Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 1», лиофилизированный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn, Fe, TIBC. АСР. Фасовка 5 мл x 4	набор	3	109250	327750,00
21	Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 2 Clinical chemical quality control serum (Level 2) 5 мл*4	Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 2», лиофилизированный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn, Fe, TIBC. АСР. Фасовка 5 мл x 4	набор	3	80300	240900,00
22	Сыворотка для клинико-химической калибровки. Мультикалибратор. Clinical chemical calibration serum 5x4 ml	Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 1», лиофилизированный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn, Fe, TIBC. АСР. Фасовка 5 мл x 4	набор	3	118750	356250,00

23	ALB / Альбумин Для анализатора биохимического CS-T240 5*50 мл, тест 730	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Используемый метод анализа альбумина в сыворотке крови – это метод связывания красителя лизина (DBL). Технология DBL основывается на переносе крупнейшего пика абсорбции при связывании красителя с альбумином. Перенос пика абсорбции позволяет измерить образующийся цвет в обстоятельствах существования чрезмерного окрашивания. Точность обеспечивается за счет наличия совместной способности между красителем и альбумином, что полностью интегрирует альбумин в реакцию. Использование бромкрезолового зеленого и альбумина при pH 4.0–4.2 вызывает образование зеленовато-синей комбинации, которая находится в прямой зависимости от концентрации альбумина в образце. Концентрация альбумина может быть рассчитана при измерении значения абсорбции при 580–630 нм. При использовании двойного луча света длина холостой волны может быть установлена на 600–700 нм. Компоненты: 1 - 4-аминоантипирин 1 ммоль/л; Холестерин оксидаза 500 ед/л; Холестеринстераза 800 ед/л; Пероксидаза 800 ед/л; Неионное ПАВ 0.5 % Соединение полимера Необходимое количество; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Реагент 2- DSBmT 1.2%; Неионное ПАВ 0.5%; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Продолжи	набор	1	11500	11500,00
24	Амилаза (Amylase)-AMY	Амилаза (Amylase)-AMY	набор	2	150000	300000,00
25	ASO / Антистрептолизин O (Anti Streptolysin O) 1*40 мл, тест 112	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации анти-стрептолизина O в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Частицы поверхности латекса с антистрептолизинном O к антигенам человека вступают в реакцию агглютинации с анти-стрептолизинном O в сыворотке крови. Ее мутность измеряют значением абсорбции при определенной длине волны. Содержание ASO в сыворотке может быть рассчитано по калибрационной кривой в качестве стандарта. Компоненты: Реагент 1- Буфер 20 ммоль/л. Реагент 2- Частицы латекса, покрытые антигеном ASO к антигенам человека. Продолжительность реакции 5 минут. Линейный диапазон настоящего реагента – 20 - 800 МЕ/л. Фасовка R1 1x40 мл R2 1x10 мл. Количество тестов в упаковке не менее 112. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	12	159800	1917600,00

26	Гамма-глутамилтрансфераза (Gamma-Glutamyl Transferase) - GGT 4*50 мл ,тест 671	ГТ в сыворотке и плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Настоящий реагент включает растворимый субстрат Glucap, рекомендованный МФКХ. Глутамил из γ-ГТ каталитического субстрата перемещается в глицилглицин, в результате чего образуется глутамил глицилглицин и 5-амино-2-нитрофенил формат. Компоненты: Реагент 1- Трис Буфер 100 ммоль/л; Натрия хлорид 5 ммоль/л; Глицилглицин 125 ммоль/л. Реагент 2- Трис Буфер 100 ммоль/л; L-γ- глутамил -3- карбокси-4-нитроанилин 14,5 ммоль/л. Содержит неактивный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60-120 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-450 ед/л (7,5 мккат/л). Фасовка R1 4×50 мл R2 1х 50 мл.	набор	2	40430	80860,00
27	UA / Мочевая кислота Для анализатора биохимического автоматического CS-T240 4*50 мл , тест 671	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. При катализе урата оксидазы мочевая кислота в образце преобразуется в мочевую кислоту и пероксид водорода, под воздействием пероксидазы пероксид водорода вступает в реакцию с анилиновым красителем оригинального материала и 4-амино антипирина, в результате чего образуется вода и хинониминный пигмент, объем хинониминного пигмента пропорционален содержанию мочевой кислоты в образце, поэтому концентрация мочевой кислоты в образце может быть рассчитана при анализе объема пигмента при определенной длине волны. Компоненты: Пероксидаза 300ЕД/л 3-бromo-бензойная кислота 2.5ммоль/л; Калия ферроцианид 0.05ммоль/л; Буфер 150ммоль/л, 4- аминантипирин 0.7ммоль/л. Реагент 2 - Буфер 150ммоль/л; Уриказы 500ЕД/л. Содержит неакционный материал и стабилизатор. Продолжительность реакции 5 минут. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-1,5 ммоль/л (25 мг/дм); Фасовка R1 4×50 мл R2 1х 50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 671. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	5	30820	154100,00
28	Сыворотка для контроля липидов Уровень 1 Lipid control serum (Level1) 1*1 мл	«Контрольная сыворотка специфических белков» (уровень№1) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/RF/CRP/ALB/RBP. Фасовка 1 мл x 1	набор	3	94300	282900,00
29	Сыворотка для контроля липидов Уровень 2 Lipid control serum (Level2) 1*1 мл	«Контрольная сыворотка специфических белков» (уровень№2) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/RF/CRP/ALB/RBP. Фасовка 1 мл x 1	набор	3	94300	282900,00

30	Multi-Control level 1 (For PT,APTT,TT,FIB,ATIII) / Мультиконтролер - уровень 1 (PT, APTT, TT, FIB, ATIII) Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-100010*1ml	Multi-Control level 1 (For PT,APTT,TT,FIB,ATIII) / Мультиконтролер - уровень 1 (PT, APTT, TT, FIB, ATIII) Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-100010*1ml	набор	3	163520	490560,00
31	Multi-Control level 2(For PT,APTT) / Мультиконтролер - уровень 2 (PT, APTT) 1*1 мл	Multi-Control level 2(For PT,APTT) / Мультиконтролер - уровень 2 (PT, APTT) Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-100010*1ml	набор	3	132700	398100,00
32	Детергент 1 (Detergent I) 50мл/bottle	Detergent I / Детергент 1 Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-1000 Detergent I (50 ml/bottle)	набор	25	8310	207750,00
33	Детергент 2 (Detergent II) 50мл/bottle	Detergent II / Детергент 2 Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-1000 Detergent II (500 ml/bottle)	набор	6	91575	549450,00
34	Мультикалибратор (For PT,FIB,ATIII) / Мультикалибратор (PT, FIB, ATIII) Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-1000 1*1 мл	Multi-Calibrator (For PT,FIB,ATIII) / Мультикалибратор (PT, FIB, ATIII) Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-1000 1*1ml	набор	2	10420	20840,00
35	Cuvette / Кюветный блок (кюветы) №1440 pcs/package	Cuvette / Кюветный блок (кюветы) Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-1000 1440 pcs/package	набор	3	188400	565200,00
36	FIB / Набор для определения содержания фибриногена 10*2мл, тест 400	FIB / Набор для определения содержания фибриногена Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-1000 FIB reagent:10*2ml; OVB buffer solution:2*51ml	набор	4	85750	343000,00
37	TT / Набор для определения тромбинового времени 10*2мл, тест 200	TT / Набор для определения тромбинового времени Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-1000 10*2ml	набор	5	26 996	134980,00
38	APTT / Активированный набор для определения частичного тромбoplastинного протромбинового времени 10*2мл, тест 400	APTT / Активированный набор для определения частичного тромбoplastинного протромбинового времени Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-1000 APTT ellagic acid 10*2ml; Calcium chloride 1*51ml	набор	4	21400	85600,00
39	PT / Набор реагентов для определения протромбинового времени 10*2 мл, тест 200	PT / Набор реагентов для определения протромбинового времени Для автоматического анализатора свертываемости крови BSA-1000 Reagent: 10*2ml; Control 1 : 1x1ml; Control 2 : 1x1ml; Control 3 : 1x1ml; Calibrator : 1x1ml	набор	6	38230	229380,00

40	TC Total Cholesterol Общий Холестерин 4*50мл, тест 587	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации общего холестерина в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Холестериновый эфир в образце под воздействием липопroteinэстеразы в реагенте селективно катализируется и гидролизуется в холестерин и свободную жирную кислоту. Образующийся в результате общий холестерин, окисляемый оксидазой холестерина, формирует холестерин-4-ен-3-ен-3-кетон и пероксид водорода. Под воздействием пероксидазы периксид водорода вступает в реакцию с гидроксибензойной кислотой и 4-амино-антипирином с образованием H₂O и хинониминового пигмента. При этом объем образующегося хинониминового пигмента пропорционален содержанию общего холестерина в образце. Поэтому измерение образуемого объема пигмента на определенной длине волны позволяет рассчитать концентрацию общего холестерина. Компоненты: Реагент 1- Липопroteinэстераза > 300 ЕД/л; Пероксидаза > 750 ЕД/л; Р-гидроксибензойная кислота 45 ммоль/л; Тритон X-100 0.3%; Буфер 50 ммоль/л. Реадм); Фасовка R1 4×50 мл R2 1×50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 671. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Не допускается загрязнения и повреждения штр	набор	8	66300	530400,00
41	АЛТ Аланинаминотрансфераза ALT Alanine aminotransferase 4*50 мл, тест 587	Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях <i>in vitro</i> активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе CS-T240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). В присутствии АЛТ L-аланин вступает в реакцию с α-кетоглутаратом, в результате чего образуется пируват и L-глутамат. Пируват восстанавливается до L-лактата при помощи ЛДГ, присутствующей в реагенте, а тем временем НАДН окисляется до НАД, что позволяет снизить значение абсорбции до 340 нм. Активность АЛТ можно проверить за счет измерения скорости снижения абсорбции при 340нм. Эндогенетический пируват образца восстанавливается ЛДГ во время периода задержки реакции, таким образом, чтобы он не создавал помех для теста. Компоненты: Реагент 1 - Аланин 600 ммоль/л; ЛДГ >1820ЕД/л; Трис Буфер 80 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 80 ммоль/л; НАДН >0.75 ммоль/л; α- кетоглутарат 36 ммоль/л. Содержим; Фасовка R1 4×50 мл R2 1×50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 671. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наи	набор	13	46250	601250,00

42	АСТ Аспартатаминотрансфераза AST Aspartate aminotransferase 4*50 мл, тест 587	Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях <i>in vitro</i> активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе CS-T240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в образце катализирует L-аспартат аминокислоты, что приводит к преобразованию α-кетоглутарата в эфир уксусной кислоты и L-глутамат. Эфир уксусной кислоты восстанавливается малатдегидрогеназой в реагенте до L-яблочной кислоты. В это время НАДН окисляется до НАД, так что значения абсорбции света при 340 нм снижаются. При контроле скорости снижения значения абсорбции при 340 нм, измеряют активность аспартата аминотрансферазы (АСТ). Помехи эндогенного пирувата могут быть удалены быстро и полностью во время запаздывания. Компоненты: Реагент 1 - Лактат дегидрогеназа >1365 ЕД/л; L-аспартат 300 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л Трис Буфер >80 ммоль/л, дм; Фасовка R1 4×50 мл R2 1×50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 671. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Не допускается загрязнение и повреждение штрих кода. Расстояние между дном флакона и ш	набор	13	19200	249600,00
43	Protein Для анализатора биохимического	концентрации	набор	6	19200	115200,00
44	Биохимического автоматического CS-T240 4*50 мл, тест 587	C-реактивного белка в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-концентрации мочевины в сыворотке крови, плазме или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Мочевина в образце, катализируемая уреазой в реагенте,	набор	5	184950	924750,00
45	DB Direct Bilirubin Прямой билирубин 5*50 мл, тест 1068	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Прямой билирубин получают при реакции билирубина и соли диазония с аминобензол сульфоновой кислотой в гиперщелочных и гиперкислых растворах, в результате чего образуется окрашенный азо-билирубин. Повышение абсорбции света при длине волны 570 нм пропорционально концентрации прямого билирубина. Концентрация прямого билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 нм. Компоненты Реагент 1 - Соляная кислота 165 ммоль/л; Метаниловая кислота 29 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~300 мкмоль/л. Фасовка R1 5×50 мл R2 1×3 мл. Количество тестов в упаковке не менее 1068. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе).	набор	2	36600	73200,00

46	ТВ / Общий билирубин Total Bilirubin 5*50 мл, тест 1068	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. В реагенте используется ПАВ в качестве растворителя. Связанный билирубин и несвязанный билирубин, которые были растворены, вступают в реакцию с диазо-сульфаниловой кислотой, в результате чего образуется азо-билирубин. Повышение абсорбции света при длине волны 570 нм пропорционально концентрации общего билирубина. Концентрация общего билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 нм. При анализе двойного луча длина волны холостого образца должна быть настроена на 750 нм. Компоненты: Реагент 1 - Соляная кислота 100 ммоль/л; сульфаниловая кислота 5 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается. Продолжительность реакции 300-600 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0–300 мкмоль/л. Фасовка R1 5×50 мл R2 1x 5 мл. Количественная информация о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дата производства реагента, л	набор	5	26500	132500,00
47	GLU-OX Glukose-Oxidase / Глюкоза - оксидаза 4*50 мл, тест 587	Реагент применяется для количественного определения в условиях <i>in vitro</i> концентрации глюкозы, содержащейся в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Глюкоза в образце при активации гексокиназой (HK) и глюкозой - 6 - фосфат дегидрогеназой (G6PDH), вступает в реакцию с АТР, в результате чего образуется глюкоза - 6 - фосфат и аденозин дифосфат. Глюкоза - 6 - фосфорная кислота окисляется в 6 - фосфат глюкозу в жирах, а в это время NAD в реагенте восстанавливается до NADH, вызывая повышение значения абсорбции света при 340 нм. Значения NADH пропорционально количеству глюкозы. Расчет концентрации глюкозы осуществляется за счет измерения изменения значения абсорбции при 340 нм. Компоненты: Реагент 1 - Трифосфат натрия 1.30 ммоль/л; Гексокиназа >1500 ед/л; G-6-PDH >2500 ед/л; Буфер 50 ммоль/л. Реагент 2- NADH 0.65 ммоль/л; Буфер 50 ммоль/л. Содержит неактивный материал и стабилизатор. Длительность теста 300–600 секунд. Линейный диапазон составляет 0–40 ммоль/л (720 мг/дл). Фасовка R1 4-лит информация о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дата производства реагента, дата окончания срока годности	набор	10	26500	265000,00

48 CRE Креатинин Creatinine. Креатинин методом Яффе без депротеинизации В 04.04.,набор, 100 мл 1*100 мл, тест 150	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>invitro</i> концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Креатин может образовываться при гидролизации амидо с гидролазой в образце. Креатин может быть гидролизован под действием креатин аминид гидролазы и образовывать мочевины и саркозин. Под воздействием оксидазы саркозина креатинин может образовывать глицин и пероксид водорода, который вступает в реакцию с 4 – аминантинпирином и хромогеновыми соединениями под воздействием пероксидазы, и образует пигмент хинонимин. Впоследствии содержание креатинина в образце может быть рассчитано посредством контроля образованного объема пигмента хинонимина на определенной точке длины волны. Реагент включает следующие компоненты и механизм, который исключает помехи для расчета креатина в образце в соответствии с принципами реакции. Компоненты: Реагент 1- Трис буфер 100 ммоль/л; KCl 20 ммоль/л; N-этил-N-сульфо-гидроксипропил-интер-толуидин 2 ммоль/л; KCl 20 ммоль/л; Креатинин амидо гидролаза 400 КЕД/л; Саркозин оксидаза 8 КЕД/л; HRP 700 ЕД/л. Реагент 2 - Трис буфер 100 ммоль/л. Магния ацетат 2 ммоль/л; 4 - аминантинпирир 1.2 ммоль/л; Креатин гидролаза аминид 40 КЕД/л. Содержит стабилизатор. Время теста 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0 ~ 2500 ммоль/л; Фасовка R1 4×50 мл R2 1x 50 мл Количество тестов в упаковке не менее 587. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон).	набор	16	15350	245600,00
49 TP/ Общий Белок Total Protein Для анализатора биохимического автоматического CS-T240 5*50 мл, тест 870	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>invitro</i> концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. В настоящем реагенте используется метод биуретовой реакции, т.е.при реакции между пептидной связью молекулы белка и ионом меди образуется сине-пурпурный комплекс в щелочном растворе. Каждый ион меди образует комплекс с 5-6 пептидной связью. Добавление йодида в реагент может предотвратить автоматическую реверсию соединения меди. Сине-пурпурный пигмент находится в прямой пропорции к концентрации общего белка, которую можно рассчитать за счет измерения изменений абсорбции при 520~560нм. При использовании двухлучевого анализа длина волны холостого раствора должна быть установлена на 600~700нм. Компоненты: Сульфат меди 12 ммоль/л; Виннокислый калий-натрий 64 ммоль/л; Калия йодид 6 ммоль/л; Натрия гидроксид 200 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается. Продолжительность реакции 300 секунд. Линейный диапазон настоящего гидролаза 400 КЕД/л; Саркозин оксидаза 8 КЕД/л; HRP 700 ЕД/л. Реагент 2 - Трис буфер 100 ммоль/л. Магния ацетат 2 ммоль/л; 4 - аминантинпирир 1.2 м	набор	7	15350	107450,00

50	Ревматоидный фактор . RF Rheumatoid Для Анализатора биохимического автоматического CS-T240 1*40 мл, тест 112	Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Принцип теста: γ-глобулин человека, покрытый латексными частицами, может производить иммунные комплексы при агглютинации с ревматоидным фактором в сыворотке крови. Уровень мутности пропорционален уровню РФ в сыворотке крови. Измерение значений абсорбции на определенной длине волны света, руководствуясь справочной калибрационной кривой можно рассчитать концентрацию РФ в сыворотке крови. Компоненты: Реагент 1- Буфер хлорида аммония. Реагент 2 - Латексные частицы, покрытые γ-глобулином; Жидкость для калибровки. Продолжительность реакции 5 минут. Линейный диапазон настоящего реагента – 3-160 мЕ/мл. Фасовка R1 1x40 мл R2 1x10 мл. Количество тестов в упаковке не менее 112. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дату окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном фла	набор	7	13500	94500,00
51	Специфическая белковая контрольная сыворотка (уровень-1) 2 мл. specific protein control serum (Level 1) 1*1 мл	«Контрольная сыворотка специфических белков» (уровень№1) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе CS T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/RF/CRP/ALB/RBP. Фасовка 1 мл x 1	набор	3	125150	375450,00
52	Специфическая белковая контрольная сыворотка (уровень-2) 2 мл. specific protein control serum (Level 2) 1*1 мл	«Контрольная сыворотка специфических белков» (уровень№2) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе CS T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/RF/CRP/ALB/RBP. Фасовка 1 мл x 1	набор	3	224600	673800,00

53	Триглицериды (Triglycerides) – TG CS-T240 4*50 мл, тест 587	Реагент применяется для количественного измерения в условиях <i>in vitro</i> концентрации триглицеридов в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Триглицериды в образце катализируются липопротеин липазой (LPL) и гидролизуются в глицерин и свободную жирную кислоту, под воздействием глицеринкиназы (GK) и аденозин трифосфата (АТР) образуется глицерин, глицерин фосфорилируется в 3-глицерофосфат. Под действием глицерин фосфат оксидазы (GPO), он вступает в реакцию с кислородом, в результате чего образуется пероксид водорода и дигидроксиацетон фосфат. Под воздействием пероксидазы периксид водорода вступает в реакцию с анилиновым красителем оригинального материала и 4-амино-антипирином с образованием H₂O и хинониминового пигмента. При этом объем образующегося хинониминового пигмента пропорционален содержанию общего триглицеридов в образце. Поэтому измерение образуемого объема пигмента на определенной длине волны позволяет рассчитать концентрацию триглицеридов. Компоненты: Реагент 1- Липопротеин липаза (LPL) >1250 ЕД/л; АТР 0.70 ммоль/л; ЭДТА 10 ммоль/л; TOOS 1.875 ммоль/л; Сульфат магния 12.5 ммоль/л; GPO >5000 ЕД/л; Глицерин киназа (GK) >1250 ЕД/л; Буфер 100 ммоль/л. Реагент 2 - POD>750 ЕД/л; ЭДТА 10 ммоль/л; 4-аминоантипирин 2.0 ммоль/л; Буфер 100 ммоль/л. Содержит неактивный наполнитель и стабилизатор. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-9,0 ммоль/л. Фасовка R1 4×50 мл R2 1×50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 587. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон).	набор	3	224600	673800,00
----	--	--	-------	---	--------	-----------

54	Холестерин и липопротеинов высокой плотности HDL High Density Lipoprotein Cholesterol 3*50 мл, тест 366	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-Х), содержащегося в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Холестерин липопротеинов высокой плотности в образце под воздействием ПАВ в реагенте селективно катализируется и гидролизует эстеразой холестерина в холестерин и свободную жирную кислоту. Образующийся в результате холестерин, окисляемый оксидазой холестерина, формирует холестерин-4-ен-3-кетон и пероксид водорода. Под воздействием пероксидазы пероксида водорода вступает в реакцию с анилиновым красителем оригинального материала и 4-амино-антипирином с образованием H₂O и хинониминового пигмента, при этом объем образующегося хинониминового пигмента пропорционален содержанию холестерина липопротеинов высокой плотности в образце, поэтому измерение окончательного объема пигмента на определенной длине волны позволяет рассчитать концентрацию холестерина липопротеинов высокой плотности в образце. Компон гидролаза 400 КЕД/Л; Саркозин оксидаза 8 КЕД/Л; HRP 700 ЕД/Л. Реагент 2 - Трис буфер 100 ммоль/л. Магния ацетат 2 ммоль/л; 4 - аминантипиридин 1.2 ммоль/л; Креатин гидролаза 40 КЕД/Л. Содержит стабилизатор. Время теста 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0 ~ 2500 ммоль/л; Фасовка R1 4×50 мл R2 1×50 мл Количество тестов в упаковке не менее 587. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флаконе). ттствовать диапазону 15мм-25мм.ис потенциального по	набор	4	53900	215600,00
----	--	---	-------	---	-------	-----------

55	Холестерин липопротеинов низкой плотности LDL-C Low Density Lipoprotein Cholesterol 3*50 мл, тест 366	Реагент применяется для количественного измерения <i>in vitro</i> концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-X), содержащегося в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Холестерин липопротеинов низкой плотности в образце под воздействием ПАВ в реагенте селективно катализируется и гидролизует эстеразой холестерина в холестерин и свободную жирную кислоту. Образующийся в результате холестерин, окисляемый оксидазой холестерина, формирует холестерин-4-ен-3-кетон и пероксид водорода. Под воздействием пероксидазы пероксид водорода вступает в реакцию с анилиновым красителем оригинального материала и 4-амино-антипирином с образованием H₂O и хинониминового пигмента, при этом объем образующегося хинониминового пигмента пропорционален содержанию холестерина липопротеинов низкой плотности в образце. Поэтому измерение образующегося пигмента на определенной длине волны позволяет рассчитать концентрацию холестерина липопротеинов низкой плотности в образце. Компоненты: Реагент I - 4-аминоантипирин 1 ммоль/л; Холестерин оксидаза 500 ед/л; Холестерин стерола 800 ед/л; Пероксидаза 800 ед/л; Неионное ПАВ 0.5 % Соединение полимера Неионное ПАВ 0.5%; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Реагент 2- DSBmT 1.2%; Неионное ПАВ 0.5%; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Продолжительность реакции 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента - 0-450 мг/дл; Фасовка R1 3×50 мл R2 2×25 мл. Количество тестов в упаковке не менее 366. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон).	набор	6	38000	228000,00
56	Ca-ARS / Кальций-арсенazo Для Анализатора биохимического автоматического CS-T240 5*50мл, тест 734	Реагент применяется для количественного определения <i>in vitro</i> концентрации кальция в сыворотке, плазме или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Arsenazo III реагента связывается с ионом кальция образца и образует пурпурную комбинацию Arsenazo II-кальций. Содержание в комбинации находится в прямой пропорции к концентрации кальция в образце. Концентрация кальция может быть рассчитана за счет измерения изменения значения абсорбции при 650-660 нм. Компоненты (рабочий реагент): Буфер 150 ммоль/л; Arsenazo III 150 мкмоль/л; Поверхностно активный реагент 0,5%. Длительность теста 60-120 секунд. Линейный диапазон для данного реагента составляет 0-5,0 ммоль/л. Фасовка R 5×50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 734. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон).	набор	1	182350	182350,00

57	Щелочная фосфатаза Alanine Phosphatase ALP Аланин фосфатаза 4*50 мл, тест 671	Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. ЩФ в образце катализирует гидролиз RNPP для формирования Р-нитрофенолата и фосфатной кислоты, что вызывает повышение значения абсорбции света при 405нм. Активность щелочного фосфата образца рассчитывается при измерении скорости повышения абсорбционной способности при 405нм. Компоненты: Реагент 1 - Магния ацетат 3.0 ммоль/л; Цинка сульфат 1.5 ммоль/л; ХЭДТА 3.0 ммоль/л; Буфер АМР 420 ммоль/л. Реагент 2 - р-нитробензол фосфатная кислота 81.5 ммоль/л; Буфер АМР 420 ммоль/л. Содержит неактивный наполнитель и стабилизатор. Линейный диапазон настоящего реагента - 0-850 ед/л.. Продолжительность теста 60-120 секунд. Фасовка R1 4x50 мл R2 1x50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 671. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон).	набор	2	14900	29800,00
58	AMY / Амилаза (Amylase) Для анализатора биохимического автоматического CS-T240 4*50 мл тест 783	Реагент применяется для лабораторного количественного определения активности α-амилазы в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Данный реагент действует методом, рекомендованному Международной федерацией клинической химии (IFCC), этилен-rNP-G7 (E-rNP-G7) принимается в качестве субстрата для предотвращения разложения эктоэнзима. Компоненты: Реагент 1- Глюкозидаза >4500 у.л.; Сульфат магния 10 ммоль/л.; Хлорид натрия 50 ммоль/л.; Буфер HEPES 50 ммоль/л. Реагент 2 - E rNP-G7 5.5 ммоль/л.; уфер HEPES 50 ммоль/л.; Хлорид натрия 50 ммоль/л.; Компоненты не могут быть взаимозаменяемы в различных комплектах. Время тестирования 60 сек. Линейный диапазон реагента: свыше 1500 у/л. Фасовка R1 4x50 мл. R2 1x50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 783. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончания срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм.	набор	2	19200	38400,00
59	DIRUI H13-Cr / Реагентные полоски DIRUI H13-Cr Расходные материалы для мочевого анализатора H100	Реагентные полоски DIRUI H13-Cr (Leuco., Nitrite, Urobilinogen, Protein, PH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid, Microal bumin, Creatinine)	штука	50	12820	641000,00
60	Ферментативный Очиститель 1 л ГОЛУБОЙ	Ферментативный Очиститель 1 л ГОЛУБОЙ	бут	2	52300	104600,00
61	Ферментативный Очиститель Концентрат 50 мл	Ферментативный Очиститель Концентрат 50 мл	бут	2	30945	61890,00

62	Диуолент изотонический разбавитель 20 л	Диуолент изотонический разбавитель 20 л	кан	2	72385	144770,00
63	Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2.5 ml (1L, 1N, 1H)	Контрольная кровь Para 12 Extend 3*2.5 ml (1L, 1N, 1H)	наб	2	174752	349504,00
64	Полоски диагностические Urine RS, модели H10	Полоски диагностические Urine RS, модели H10	уп	8	25834	206672,00
65	Азотная кислота 50% 500,0	Азотная кислота 50% 500,0	фл	1	1340	1340,00
66	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 4 го поколения	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 4 го поколения	шт	30	5200	156000,00
67	Калия перманганат 5% 50,0 мл	Калия перманганат 5% 50,0 мл	фл	24	495	11880,00
68	Кальция глюконат 10% 5мл №10	Кальция глюконат 10% 5мл №10	уп	1	332	332,00
69	Кальция глюконат 5% 5мл №10	Кальция глюконат 5% 5мл №10	уп	20	332	6640,00
70	Масло вазелиновое 200,0 стер.	Масло вазелиновое 200,0 стер.	фл	12	1990	23880,00
71	Натрия хлорид 10% 400мл	Натрия хлорид 10% 400мл	фл	120	800	96000,00
72	Натрия цитрат 5% 10,0 стер.	Натрия цитрат 5% 10,0 стер.	фл	150	320	48000,00
73	Азур-эозин по Романовскому 1 л	Азур-эозин по Романовскому 1 л	фл	1	13950	13950,00
74	Бумага "Sony" UPP 110 S	Бумага "Sony" UPP 110 S	рул	60	14980	898800,00
75	Бумага для Электрокардиографа (ЭКГ ВТЛ), 112*25*12 наружный	Бумага для Электрокардиографа (ЭКГ ВТЛ), 112*25*12 наружный	рул	150	2955	443250,00
76	Бумага для ЭКГ 12 канальный 215*25*16	Бумага для ЭКГ 12 канальный 215*25*16	рул	100	3100	310000,00
77	Иммерсионное масло 100 мл	Иммерсионное масло 100 мл	фл	1	3950	3950,00
78	Набор краски по Грамму №100	Набор краски по Грамму №100	наб	2	15950	31900,00
79	Набор реактивов ЛЮИС -ТЕСТ	Набор реактивов ЛЮИС -ТЕСТ д/определения ассоц с сифил	наб	18	93950	1691100,00

80	Наконечники д/дозатора 2-200 мкл.(1000 шт/уп) желтые	Наконечники д/дозатора 2-200 мкл.(1000 шт/уп) желтые	уп	5	6680	33400,00
81	Цоликлон Анти А 10 мл	Цоликлон Анти А 10 мл	наб	2	15745	31490,00
82	Цоликлон Анти АВ 10 мл	Цоликлон Анти АВ 10 мл	наб	2	22340	44680,00
83	Цоликлон Анти В 10 мл	Цоликлон Анти В 10 мл	наб	2	15745	31490,00
84	Цоликлон Анти Д Супер 10 мл	Цоликлон Анти Д Супер 10 мл	наб	2	29380	58760,00
85	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2 (HIV1/2) №25	уп	1	40 240	40240,00
86	ЛАБ промывочный раствор для анализатора iSED 500 мл	ЛАБ промывочный раствор для анализатора iSED 500 мл	уп	3	231 340	694020,00
87	Лаб Seditrol Контрольный материал для проверки СОЭ На основе эритроцитов	Лаб Seditrol Контрольный материал для проверки СОЭ На основе эритроцитов	шт	2	859 600	1719200,00
88	Лаб тест карта для анализатора iSED №2000	Лаб тест карта для анализатора iSED №2000	шт	3	462690	1388070,00
89	Лаб тест карта для анализатора iSED №10000	Лаб тест карта для анализатора iSED №10000	шт	1	1 696 860	1696860,00
90	Прогестерон УТРОЖЕСТАН 200 мг	Капсулы, 200 мг, №14	капс	1120	318,82	357078,40
91	Декспантенол крем для наружного применения 5% 30 г	Декспантенол (Гидроген) крем для наружного применения 5% 30 г	уп	10	1195	11950,00
92	Кетопрофен раствор для инъекции 100мг 2мл	Кетопрофен раствор для инъекции 100мг 2мл	амп	20	340,19	6803,80
93	Дроспиренон 3 мг ,этинилэстрадиол 0,03 мг	Дроспиренон ,Этинилэстрадиол 0,3 *0,03 №28	таб.	2800	78,83	220724,00
94	Ксилометазолин 0,1% 10 мл	Ксилометазолин 0,1% 10 мл	фл	10	458,65	4586,50
95	Дезогестрел 0,75	Лактинет 0,075 мг №28 (Дезогестрел)	таб.	4200	71,9	301980,00
96	Окситоцин раствор для инъекции 1мл	Окситоцин раствор для инъекции 1мл	амп	20	93	1860,00
97	Панкреатин 25000ед капсула	Панкреатин 25000ед капсула	кап	600	208	124800,00
98	Йодоформ порошок	Йодоформ порошок	шт	1	21750	21750,00

99	Перекись водорода 6% 500,0	Перекись водорода 6% 500,0	фл	336	440	147840,00
100	Перекись водорода 3% 500,0	Перекись водорода 3% 500,0	фл	264	380	100320,00
101	Перекись водорода 33% 500,0	Перекись водорода 33% 500,0	фл	10	1035	10350,00
102	Прочие аллергены раствор для внутрикожного введения 3мл	Прочие аллергены раствор для внутрикожного введения 3мл	шт	20	600	12000,00
103	Пульпоэкстракторы	Пульпоэкстракторы	уп	30	6500	195000,00
104	Пульпосептин	Пульпосептин	шт	10	12000	120000,00
105	Регулон 0,03 мг/0,15 мг №21,	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг/0,15 мг, №21	таб	1050	90,36	94878,00
106	Резерцин формальдегидная паста	Резерцин формальдегидная паста	шт	4	7000	28000,00
107	р-р Люголя 3% 50,0 водный	р-р Люголя 3% 50,0 водный	фл	24	400	9600,00
108	Спирт 70% 50 мл	Спирт 70% 50 мл	фл	25	187	4675,00
109	Спирт разведения 70% разведения	Спирт разведения 70% разведения	кг	31	370	11470,00
110	Стекло пкрвное 24x24 (уп 100 шт)	Стекло пкрвное 24x24 (уп 100 шт)	уп	1	1580	1580,00
111	Сульфасалициловая кислота 20% 500,0	Сульфасалициловая кислота 20% 500,0	фл	2	2320	4640,00
112	Тиммал 0,25% 5мл	Тиммал 0,25% 5мл	фл	5	732	3660,00
113	Укусная к-та 3% 200,0	Укусная к-та 3% 200,0	фл	24	390	9360,00
114	Укусная эссенция 2% 100 мл	Укусная эссенция 2% 100 мл	фл	12	305	3660,00
115	Убестезин форте	Убестезин форте	шт	4000	320	1280000,00
116	Фартук одноразовый нестерильный 28 г/м кв,	Фартук одноразовый нестерильный 28 г/м кв,	пар	150	321,67	48250,50
117	Фурациллина 0,02% 400,0 стер.	Фурациллина 0,02% 400,0 стер.	фл	144	680	97920,00

118	Штатив для дозаторов	Штатив для дозаторов	шт	2	5000	10000,00
119	Adhesor original	Adhesor original	уп	1	2500	2500,00
120	Косынка-бандаж для перевязки	Косынка-бандаж для перевязки	шт	2	3000	6000,00
121	Футляр для аптечки (кожезаменитель)	Футляр для аптечки (кожезаменитель)	шт	2	8000	16000,00
122	Фонендоскоп	Фонендоскоп	шт	2	300	600,00
123	Пинцет медицинский металлический	Пинцет медицинский металлический	шт	2	1800	3600,00
124	Адреналин (Эпинефрин)	Адреналин (Эпинефрин)	уп	252	890	224280,00
125	Вата 100 гр н/ст	Вата 100 гр н/ст	уп	40	260	10400,00
126	Бинт марлевый мед. стер. 7*14 см	Бинт марлевый мед. стер. 7*14 см	шт	70	150	10500,00
127	Бинт марлевый мед. нестер. 7*14 см	Бинт марлевый мед. нестер. 7*14 см	шт	70	130	9100,00
128	Жгут кровоостан. эласт. полуавтом.	Жгут кровоостан. полуавтомат. д/взрослых р/р 450*25 №1	шт	10	547,71	5477,10
129	Марля мед. фасов. 10 мх90 см	Марля мед.фасован. 10мх90см (28пл) х/б, отбеленная, нестерил.в кусках	уп	85	190	16150,00
130	Шовный хир.стер.синт.расс. материал VIKRIL. (фиолетовый) М3(2/0)75см	Шовный хир.стер.синт.расс. материал VIKRIL (фиолетовый) М3(2/0)75см	шт	62	1850	114700,00
131	Боры алмазные	Боры алмазные Diamonds Burs	шт	850	1000	850000,00
132	Дентин Паста	Дентин Паста (1 рго N)	шт	10	2250	22500,00
133	Зеркало стоматологическое	Зеркало стоматологическое без ручки Струм	шт	20	2500	50000,00
134	Пинцет стоматологическое	Пинцет стоматологическое (Пинцет зубной изогнутый с насечкой Струм)	шт	10	2500	25000,00
135	Иглы корневые короткие	Иглы корневые короткие	уп	3	5160	15480,00

136	Матрицы с держателями стом	Матрицы с держателями стом TOP BM 1.310 Матрицы металлические контурные с замковым фиксирующим устройством	уп	10	8450	84500,00
137	Шприц 2,0мл	3-х компонентные, одноразовые, стерильные	шт	8000	17,49	139920,00
138	Шприц 5,0мл	3-х компонентные, одноразовые, стерильные	шт	8000	17,5	140000,00
139	Шприц 10,0мл	3-х компонентные, одноразовые, стерильные	шт	3000	25,88	77640,00
140	Шприц 20,0мл	3-х компонентные, одноразовые, стерильные	шт	3000	30,47	91410,00
141	Электроды в комплекте ЭКГ Cardio Care 2000 (грудные присоски, для конечности зажимы)	Электроды в комплекте ЭКГ Cardio Care 2000 (грудные присоски, для конечности зажимы)	наб	1	35000	35000,00
142	Электрод для холтер ЭКГ CES-50A №50 диаметр 50 мм №50	Электрод для холтер ЭКГ CES-50A №50 диаметр 50 мм №50	шт	1500	55	82500,00
143	Гель д/УЗИ	Гель д/УЗИ Акугель 5 кг	кан	9	9236	83124,00
144	Гель д/ЭКГ	Гель д/ЭКГ Акугель-Электро 250 гр.	фл	24	3256	78144,00
145	Жгут резиновый многоразовый	Жгут резиновый многоразовый 45см x 2,5см	шт	17	650	11050,00
146	Кислородная подушка	Кислородная подушка 25 л	шт	3	19000	57000,00
147	Клеенка подкладная на тканевой основе	Клеенка подкладная на тканевой основе	м	30	2500	75000,00
148	Контейнер для сбора острого инструментария	Контейнер для сбора острого инструментария кл.Б,однор.1л.,	шт	100	790	79000,00
149	Контейнера для сбора острого инструм.	Контейнера для сбора острого инструм. 6 л. кл Б	шт	400	1700	680000,00
150	Пакеты класс Б черный	Пакеты класс Б черный	шт	500	97	48500,00
151	Пакеты 30 л .класс Б желтый	Пакеты 30 л .класс Б желтый	шт	3280	97	318160,00
152	Пакеты 30 л .класс А черный	Пакеты 30 л .класс А черный	шт	2700	97	261900,00
153	Пакеты 15 л .класс В красный	Пакеты 15 л .класс В красный	шт	600	70	42000,00

154	Пакеты 15 л. класс Б желтый	Пакеты 15 л. класс Б желтый	шт	400	70	28000,00
155	Пакеты 15 л. класс А черный	Пакеты 15 л. класс А черный	шт	400	70	28000,00
156	Паста Devitec	Паста Devitec	шт	5	31457	157285,00
157	Пипетка (Пастера) одноразовая	Пипетка (Пастера) одноразовая 0,5 мл, 200,0	шт	1800	320	576000,00
158	Презерватив для аппарата УЗИ	Презерватив для аппарата УЗИ изнатурального латекса гладкий со смазкой	шт	2700	27,4	73980,00
159	Скальпель Biolancet Budget №15C	Скальпель Biolancet Budget №15C	шт	50	78,36	3918,00
160	Скальпель Biolancet Budget №22	Скальпель Biolancet Budget №22	шт	400	81,76	32704,00
161	Скарификаторы 2,4 мм 21G,	Скарификаторы 2,4 мм 21G,	шт	2000	40	80000,00
162	Стекло предметное	Стекло предметное CO-4, 76*26**2,0 мм с полосой д/записи №50	уп	32	3575	114400,00
163	Термограф. пленка DRYSTAR DT 5 В 100 35*43	Термограф. пленка DRYSTAR DT 5 В 100 35*43	уп	23	165000	3795000,00
164	Термометр ТС-7 М1 комнатный	Термометр ТС-7 М1 комнатный	шт	6	3700	22200,00
165	Термометр ТС-7 М1 холодильник	Термометр ТС-7 М1 холодильник	шт	5	3700	18500,00
166	Тонометр LD-71 Стетоскоп в компл.	Тонометр LD-71 Стетоскоп в компл.	шт	15	14260	213900,00
167	Трихопол 500 мг №10 (Метронидазол)	Трихопол 500 мг №10 (Метронидазол)	уп	50	1550	77500,00
168	Тропикамид 1% 15 мл, №2 мг, Мидримакс	Тропикамид 1% 15 мл, №2 мг, Мидримакс	фл	5	1333	6665,00
169	Хлоропирамин, Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 1 мл, № 5	Хлоропирамин СУПРАСТИН Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 1 мл, № 5	амп	85	292,66	24876,10
170	Штофер с ШАРИКАМИ !	Штофер с ШАРИКАМИ !	шт	10	1500	15000,00
171	Ketas Cem radiopaque	Ketas Cem radiopaque	шт	3	60000	180000,00
172	MD Chel Cream (для расширения каналов)	MD Chel Cream (для расширения каналов)	шт	3	4800	14400,00

173	Paste Fillers каналонаполнитель с пружиной №15	Paste Fillers каналонаполнитель с пружиной №15	уп	50	4500	225000,00
174	Респиратор FFP -2	Респиратор FFP -2	шт	500	300	150000,00
175	Маска хир четырехслойная противгуберк из нетканогоматериала Лонцет Fffr1	Маска хир четырехслойная противгуберк из нетканогоматериала Лонцет Fffr1	шт	550	120	66000,00
176	Пленка UPT-210 12,5BL	Пленка UPT-210 12,5BL	шт	5	1000	5000,00
177	Пакет включая миксеры (5*5шт) Cuvettes Bag incl. Mixers (5*500 pcs)(СИВ)	Пакет включая миксеры (5*5шт) Cuvettes Bag incl. Mixers (5*500 pcs)(СИВ)	наб	10	300	3000,00
178	Экспресс-анализатор для определения концентрации холестерина с тест полосками	Экспресс-анализатор для определения концентрации холестерина с тест полосками	шт	2	15320	30640,00
179	Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы с тест полосками	Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы с тест полосками	шт	2	6700	13400,00
180	Пульсоксиметр	Пульсоксиметр	шт	4	17800	71200,00
181	Аппарат АМБУ взрослый	Аппарат АМБУ взрослый	шт	7	32000	224000,00
182	Аппарат АМБУ детский	Аппарат АМБУ детский	шт	2	32000	64000,00
183	Вакуумная упаковочная пленка для ЦСО ширина 150/200см	Вакуумная упаковочная пленка для ЦСО ширина 150/200см	рулон	2	81000	162000,00
184	Вакуумная упаковочная пленка для ЦСО ширина 60/200см	Вакуумная упаковочная пленка для ЦСО ширина 60/200см	рулон	1	31900	31900,00
185	Маркер по стеклу, черный	Маркер по стеклу, черный	шт	3	3500	10500,00
186	Набор пробных очковых линз АРМЕД ЛОР	Набор пробных очковых линз АРМЕД ЛОР	наб	1	450000	450000,00
187	Гигрометр психрометрический ВИТ-2	Гигрометр психрометрический ВИТ-2	шт	2	11000	22000,00
188	Зажим для носа для спирографии	Зажим для носа для спирографии	шт	4	3000	12000,00
189	Наконечник для лор комбаина, стерильные	Наконечник для лор комбаина, стерильные	шт	200	570	114000,00
190	Микроматор для турбинного наконечника	Микроматор для турбинного наконечника	шт	2	33000	66000,00
Итого						56860898,40

Место предоставления (приема) документов: город Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, дом №14, в отдел государственных закупок, конверт в запечатанном виде с обязательным указанием номера и наименования закупок.

Срок подачи ценовых предложений – с 16 ч. 00 мин. 06.01.2025 г. до 16 ч. 00 мин. 14.01.2025 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 14.01.2025 г. в 16:30, город Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, дом №14. Актный зал.

Сроки и условия поставки: в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки от представителя Заказчика до конца текущего года.

Место поставки товаров: КТП на ПХВ "Городская поликлиника №7" Управления общественного здравоохранения города Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, дом №14.

Потенциальные поставщики до истечения окончательного срока представления ценовых предложений вправе отзывать поданные ценовые предложения.

Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотренными объявлением, проектом договора о закупках, технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению к Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществление разрешения разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупок, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика, наименование закупок товаров для участия, в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления возвращается потенциальному поставщику.



Директор

А. Асен